

# EASY LAB

## FICHE TECHNIQUE

### EAU VIVE DESOXYDANT

**0708**

**BRONZE – CUIVRE -LAITON**

Pour le nettoyage et le dégrassage des métaux cuivreux **très oxydés et très sales.**

#### APPLICATION

**Porter des gants en caoutchouc adaptés.** Bien agiter le flacon. Imbiber d'eau vive une éponge humide et passer lentement mais fortement sur la surface encrassée. Pour les pièces ouvragées utiliser une petite brosse en nylon (brosse à dent).

#### RINCAGE

Avec une eau légèrement savonneuse puis sécher avec un chiffon propre.  
Pour donner l'ultime brillant, utiliser notre BRILLANTEUR CUIVRE **0731.**

#### SECURITE

- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée,
- ✚ Porter impérativement des gants en caoutchouc,
- ✚ Ne pas avaler,
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

*Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.*

**EASY LAB**

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet : [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C